

YPB-2100 Optotip Digital



INOVAȚIE născută din experiență

Orice detaliu constructiv este atent evaluat și integrat judicios în design

Asistată de computer, schema funcțională intensifică experiența utilizatorului



178° • Unghi larg de vizibilitate

Ecranul Full HD are la bază noua tehnologie PLS ce oferă cu 30% mai multă luminozitate

Rezoluție Full HD perfect armonizată

Testele optometrice sunt perfect armonizate rezoluției ecranului • Imaginile afișate nu necesită ajustări

0,6 secunde • Viteză mare de reacție

Platforma video și sistemul software sunt atent calibrate • Stimulează experiența de utilizare

Caracteristici

- ▶ Concepție avansată a ecranului • Grosime redusă și fiabilitate crescută prin optimizarea rezistenței la abraziune
- ▶ Claritate, luminozitate și economie • Ecranul Full HD este proiectat după noua tehnologie PLS (Plane to Line Switching) fiind cu până la 30% mai economic și oferind o luminozitate cu 20-30% mai mare, simultan cu reducerea riscului scurgerii de lumină.
- ▶ Imaginea este luminoasă și bine definită • Rezoluția Full HD 1920 x 1080 pixeli oferă claritate formelor, iar luminozitatea poate atinge 250 cd/m², asigurând strălucire imaginii în varii condiții de operare.
- ▶ Conectivitate • Optotipul digital poate fi controlat Wi-Fi printr-o tabletă și interconectat în rețea cu foropterul automat YEASN model YPA-2100.

Specificații tehnice

Tipul de ecran	21,5 inch PLS
Rezoluție Full HD	1920 x 1080 pixeli
Strălucire maximă	250 cd/m ²
Distanță de lucru	2,5 ~ 6 metri (ajustabilă cu pași de 0,5 m)
Instalare	Montaj vertical • parietal sau așezat pe soclu
Caractere de bază	Caracter C/ Caracter E / Litere/ Numere/ Simboluri copii/ Caractere ETDRS
Caractere funcționale	Roșu-Verde/ Astigmatism/ Balans/ Fuziune
Dimensiuni ecran (parietal)	519 x 70 x 327.7 mm (lățime x adâncime x înălțime)/ 4 Kg
Dimensiuni telecomandă	55 x 7.2 x 186 mm (lățime x adâncime x înălțime)/ 80 Grame
Dimensiuni ecran (pe soclu)	519 x 167.5 x 327.7 mm (lățime x adâncime x înălțime)/ 3.55 Kg
Dimensiuni telecomandă	55 x 7.2 x 186 mm (lățime x adâncime x înălțime)/ 80 Grame
Alimentare electrică	AC 100 ~ 220 V/ 50-60 Hz



YPB - 2100